




Anaesthesia
Narkose
Anesthesia
Anesthésie
Anestesia

09







Miller/Miller-Baby
09-350-00
09-353-04

Miller
09-350-00

Set with battery handle (without batteries) and three laryngoscope blades fig. 1 to 3, complete, in case
Set mit Batteriehandgriff (ohne Batterien) und drei Laryngoskopspatel Fig. 1 bis 3, komplett, in Etui
Juego con mango de pilas (sin pilas) y tres hojas de laringoscopia fig. 1 a 3, completo, en estuche
Set avec manche à pile (sans pile) et trois spatules à laryngoscopie fig. 1 à 3, complet, en trousse
Set con manico a pila (senza pila) e tre spatole per laringoscopia fig. 1 fino a 3, completo, in scatola

Miller
09-351-00

Set with battery handle (without batteries) and four laryngoscope blades fig. 1 to 4, complete, in case
Set mit Batteriehandgriff (ohne Batterien) und vier Laryngoskopspatel Fig. 1 bis 4, komplett, in Etui
Juego con mango de pilas (sin pilas) y cuatro hojas de laringoscopia fig. 1 a 4, completo, en estuche
Set avec manche à pile (sans pile) et quatre spatules à laryngoscopie fig. 1 à 4, complet, en trousse
Set con manico a pila (senza pila) e quattro spatole per laringoscopia fig. 1 fino a 4, completo, in scatola

Miller-Baby
09-352-00

Set with battery handle (without batteries) and two laryngoscope blades fig. 0 and 1, complete, in case
Set mit Batteriehandgriff (ohne Batterien) und zwei Laryngoskopspatel Fig. 0 und 1, komplett, in Etui
Juego con mango de pilas (sin pilas) y dos hojas de laringoscopia fig. 0 y 1, completo, en estuche
Set avec manche à pile (sans pile) et deux spatules à laryngoscopie fig. 0 et 1, complet, en trousse
Set con manico a pila (senza pila) e due spatole per laringoscopia fig. 0 e 1, completo, in scatola



1/2



09-353-00
Fig. 0

for babies
für Säuglinge
para neonatales
pour nourrissons
per neonati

working length
Nutzlänge
largo útil
longueur utile
lunghezza operante
55 mm



09-353-01
Fig. 1

for children
für Kinder
para niños
pour enfants
per bambini

working length
Nutzlänge
largo útil
longueur utile
lunghezza operante
80 mm



09-353-02
Fig. 2

for adolescents
für Jugendliche
para adolescentes
pour adolescents
per adolescenti

working length
Nutzlänge
largo útil
longueur utile
lunghezza operante
130 mm



09-353-03
Fig. 3

for women
für Frauen
para mujeres
pour femmes
per donne

working length
Nutzlänge
largo útil
longueur utile
lunghezza operante
170 mm



09-353-04
Fig. 4

for men
für Männer
para hombres
pour hommes
per uomini

working length
Nutzlänge
largo útil
longueur utile
lunghezza operante
180 mm

Laryngoscopes and Accessories

Laryngoskope und Zubehör

Laringoscopios y accesorios

Laryngoscopes et accessoires

Laringoscopi ed accessori



Guedel-Negus

09-360-00 -

09-363-04

09-360-00

Set with battery handle (without batteries) and three laryngoscope blades fig. 2 to 4, complete, in case

Set mit Batteriehandgriff (ohne Batterien) und drei Laryngoskopspatel Fig. 2 bis 4, komplett, in Etui

Juego con mango de pilas (sin pilas) y tres hojas de laringoscopio fig. 2 a 4, completo, en estuche

Set avec manche à pile (sans pile) et trois spatules à laryngoscopie fig. 2 à 4, complet, en trousse

Set con manico a pila (senza pila) e tre spatole per laringoscopia fig. 2 fino a 4, completo, in scatola

09-361-00

Set with battery handle (without batteries) and four laryngoscope blades fig. 1 to 4, complete, in case

Set mit Batteriehandgriff (ohne Batterien) und vier Laryngoskopspatel Fig. 1 bis 4, komplett, in Etui

Juego con mango de pilas (sin pilas) y cuatro hojas de laringoscopio fig. 1 a 4, completo, en estuche

Set avec manche à pile (sans pile) et quatre spatules à laryngoscopie fig. 1 à 4, complet, en trousse

Set con manico a pila (senza pila) e quattro spatole per laringoscopia fig. 1 fino a 4, completo, in scatola



09-363-01

Fig. 1

for children
für Kinder
para niños
pour enfants
per bambini

working length
Nutzlänge
largo útil
longueur utile
lunghezza operante
70 mm



09-363-02

Fig. 2

for adolescents
für Jugendliche
para adolescentes
pour adolescents
per adolescenti

working length
Nutzlänge
largo útil
longueur utile
lunghezza operante
90 mm



09-363-03

Fig. 3

for women
für Frauen
para mujeres
pour femmes
per donne

working length
Nutzlänge
largo útil
longueur utile
lunghezza operante
110 mm

1/2




09-363-04

Fig. 4

for men
für Männer
para hombres
pour hommes
per uomini

working length
Nutzlänge
largo útil
longueur utile
lunghezza operante
135 mm



McIntosh
09-380-00 -
09-384-00

09-380-00

Set with battery handle (without batteries) and three laryngoscope blades fig. 1 to 3, complete, in case

Set mit Batteriehandgriff (ohne Batterien) und drei Laryngoskopspateln Fig. 1 bis 3, komplett, in Etui

Juego con mango de pilas (sin pilas) y tres hojas de laringoscopia fig. 1 a 3, completo, en estuche

Set avec manche à pile (sans pile) et trois spatules à laryngoscopie fig. 1 à 3, complet, en trousse

Set con manico a pila (senza pila) e tre spatole per laringoscopia fig. 1 fino a 3, completo, in scatola

09-384-00

Set with battery handle (without batteries) and four laryngoscope blades fig. 1 to 4, complete, in case

Set mit Batteriehandgriff (ohne Batterien) und vier Laryngoskopspateln Fig. 1 bis 4, komplett, in Etui

Juego con mango de pilas (sin pilas) y cuatro hojas de laringoscopia fig. 1 a 4, completo, en estuche

Set avec manche à pile (sans pile) et quatre spatules à laryngoscopie fig. 1 à 4, complet, en trousse

Set con manico a pila (senza pila) e quattro spatole per laringoscopia fig. 1 fino a 4, completo, in scatola



09-383-00

Fig. 0

for babies
für Säuglinge
para neonatales
pour nourissons
per neonati

working length
Nutzlänge
largo útil
longueur utile
lunghezza operante
55 mm



09-383-01

Fig. 1

for children
für Kinder
para niños
pour enfants
per bambini

working length
Nutzlänge
largo útil
longueur utile
lunghezza operante
75 mm



09-383-02

Fig. 2

for adolescents
für Jugendliche
para adolescentes
pour adolescents
per adolescenti

working length
Nutzlänge
largo útil
longueur utile
lunghezza operante
90 mm



09-383-03

Fig. 3

for women
für Frauen
para mujeres
pour femmes
per donne

working length
Nutzlänge
largo útil
longueur utile
lunghezza operante
110 mm



09-383-04

Fig. 4

for men
für Männer
para hombres
pour hommes
per uomini

working length
Nutzlänge
largo útil
longueur utile
lunghezza operante
135 mm

1/2



Foregger
09-387-01 -
09-391-00

09-390-00

Set with battery handle (without batteries) and three laryngoscope blades fig. 2 to 4, complete, in case

Set mit Batteriehandgriff (ohne Batterien) und drei Laryngoskopspatel Fig. 2 bis 4, komplett, in Etui

Juego con mango de pilas (sin pilas) y tres hojas de laringoscopio fig. 2 a 4, completo, en estuche

Set avec manche à pile (sans pile) et trois spatules à laryngoscopie fig. 2 à 4, complet, en trousse

Set con manico a pila (senza pila) e tre spatole per laringoscopia fig. 2 fino a 4, completo, in scatola

09-391-00

Set with battery handle (without batteries) and four laryngoscope blades fig. 1 to 4, complete, in case

Set mit Batteriehandgriff (ohne Batterien) und vier Laryngoskopspatel Fig. 1 bis 4, komplett, in Etui

Juego con mango de pilas (sin pilas) y cuatro hojas de laringoscopio fig. 1 a 4, completo, en estuche

Set avec manche à pile (sans pile) et quatre spatules à laryngoscopie fig. 1 à 4, complet, en trousse

Set con manico a pila (senza pila) e quattro spatole per laringoscopia fig. 1 fino a 4, completo, in scatola



09-387-01

Fig. 1

for children
für Kinder
para niños
pour enfants
per bambini

working length
Nutzlänge
largo útil
longueur utile
lunghezza operante
70 mm



09-387-02

Fig. 2

for adolescents
für Jugendliche
para adolescentes
pour adolescents
per adolescenti

working length
Nutzlänge
largo útil
longueur utile
lunghezza operante
90 mm



09-387-03

Fig. 3

for women
für Frauen
para mujeres
pour femmes
per donne

working length
Nutzlänge
largo útil
longueur utile
lunghezza operante
110 mm




09-387-04

Fig. 4

for men
für Männer
para hombres
pour hommes
per uomini

working length
Nutzlänge
largo útil
longueur utile
lunghezza operante
135 mm

1/2



1/2

09-392-00

Handle for warm light blade and two type C batteries (batteries not included)
Handgriff für Warmlichtspatel und zwei Batterien Typ C (ohne Batterien)
Mango para espátula de luz cálida y dos pilas tipo C (sin pilas)
Manche pour spatule à lumière chaude et deux piles de type C (sans piles)
Manico per spatola a luce calda e due batterie tipo C (senza batterie)



1/1

09-395-00

Spare bulb large, for blades
Ersatzlampe groß, für Spatel
Bombilla de recambio grande, para hojas
Ampoule de rechange grande, pour spatule
Lampadina di ricambio grande, per spatola
→ 09-353-04
09-363-02
09-363-03
09-363-04
09-383-01
09-383-02
09-383-03
09-383-04
09-387-02
09-387-03
09-387-04



1/1

09-395-01

Spare bulb small, for blades
Ersatzlampe klein, für Spatel
Bombilla de recambio pequeña, para hojas
Ampoule de rechange petite, pour spatule
Lampadina di ricambio piccola, per spatola
→ 09-353-00
09-353-01
09-353-02
09-353-03
09-363-01
09-383-00
09-387-01

09



Case for Laryngoscopes (warm light and cold light)
Etui für Laryngoskope (Warm- und Kaltlicht)
Estuche para laringoscopios (luz cálida y fría)
Trousse pour laryngoscopes (lumière chaude et froide)
Scatola per laringoscopia (luce calda e fredda)

09-398-01

for three straight laryngoscope blades
für drei gerade Laryngoskopspatel
para tres hojas de laringoscopia rectas
pour trois spatules à laryngoscopie droites
per tre spatole per laringoscopia rette

09-398-02

for four straight laryngoscope blades
für vier gerade Laryngoskopspatel
para cuatro hojas de laringoscopia rectas
pour quatre spatules à laryngoscopie droites
per quattro spatole per laringoscopia rette

09-398-03

for three curved laryngoscope blades
für drei gebogene Laryngoskopspatel
para tres hojas de laringoscopia curvas
pour trois spatules à laryngoscopie courbées
per tre spatole per laringoscopia curve

09-398-04

for four curved laryngoscope blades
für vier gebogene Laryngoskopspatel
para cuatro hojas de laringoscopia curvas
pour quatre spatules à laryngoscopie courbées
per quattro spatole per laringoscopia curve

Fiber Optic Laryngoscopes and Accessories

Kaltlicht-Laryngoskope und Zubehör

Laringoscopios de luz fría y accesorios

Laryngoscopes de lumière froide et accessoires

Laringoscopi di luce fredda ed accessori



McIntosh
09-500-00 -
09-520-04

09-500-00

Set with battery handle 09-600-00 (without batteries) and three laryngoscope blades fig. 1 to 3, complete, in case

Set mit Batteriehandgriff 09-600-00 (ohne Batterien) und drei Laryngoskopspateln Fig. 1 bis 3, komplett, in Etui

Juego con mango de pilas 09-600-00 (sin pilas) y tres hojas de laringoscopia fig. 1 a 3, completo, en estuche

Set avec manche à pile 09-600-00 (sans pile) et trois spatules à laryngoscopie fig. 1 à 3, complet, en trousse

Set con manico a pila 09-600-00 (senza pila) e tre spatole per laringoscopia fig. 1 fino a 3, completo, in scatola

09-510-00

Set with battery handle 09-600-00 (without batteries) and four laryngoscope blades fig. 1 to 4, complete, in case

Set mit Batteriehandgriff 09-600-00 (ohne Batterien) und vier Laryngoskopspateln Fig. 1 bis 4, komplett, in Etui

Juego con mango de pilas 09-600-00 (sin pilas) y cuatro hojas de laringoscopia fig. 1 a 4, completo, en estuche

Set avec manche à pile 09-600-00 (sans pile) et quatre spatules à laryngoscopie fig. 1 à 4, complet, en trousse

Set con manico a pila 09-600-00 (senza pila) e quattro spatole per laringoscopia fig. 1 fino a 4, completo, in scatola

09-505-00

Set with inductive accumulator handle 09-606-00 and three laryngoscope blades fig. 1 to 3, complete, in case

Set mit Induktiv-Akku-Handgriff 09-606-00 und drei Laryngoskopspateln Fig. 1 bis 3, komplett, in Etui

Juego con mango acumulador por inducción 09-606-00 y tres hojas de laringoscopia fig. 1 a 3, completo, en estuche

Set avec manche à accumulateur à induction 09-606-00 et trois spatules à laryngoscopie fig. 1 à 3, complet, en trousse

Set con manico a accumulatore induttivo 09-606-00 e tre spatole per laringoscopia fig. 1 fino a 3, completo, in scatola

09-515-00


Set with inductive accumulator handle 09-606-00 and four laryngoscope blades fig. 1 to 4, complete, in case

Set mit Induktiv-Akku-Handgriff 09-606-00 und vier Laryngoskopspateln Fig. 1 bis 4, komplett, in Etui

Juego con mango acumulador por inducción 09-606-00 y cuatro hojas de laringoscopia fig. 1 a 4, completo, en estuche

Set avec manche à accumulateur à induction 09-606-00 et quatre spatules à laryngoscopie fig. 1 à 4, complet, en trousse

Set con manico a accumulatore induttivo 09-606-00 e quattro spatole per laringoscopia fig. 1 fino a 4, completo, in scatola



09-520-00

Fig. 0

for babies
für Säuglinge
para neonatales
pour nourrissons
per neonati

working length
Nutzlänge
largo útil
longueur utile
lunghezza operante
55 mm



09-520-01

Fig. 1

for children
für Kinder
para niños
pour enfants
per bambini

working length
Nutzlänge
largo útil
longueur utile
lunghezza operante
70 mm



09-520-02

Fig. 2

for adolescents
für Jugendliche
para adolescentes
pour adolescents
per adolescenti

working length
Nutzlänge
largo útil
longueur utile
lunghezza operante
85 mm



09-520-03

Fig. 3

for women
für Frauen
para mujeres
pour femmes
per donne

working length
Nutzlänge
largo útil
longueur utile
lunghezza operante
105 mm



09-520-04

Fig. 4

for men
für Männer
para hombres
pour hommes
per uomini

working length
Nutzlänge
largo útil
longueur utile
lunghezza operante
130 mm

1/2

Fiber Optic Laryngoscopes and Accessories

Kaltlicht-Laryngoskope und Zubehör

Laringoscopios de luz fría y accesorios

Laryngoscopes de lumière froide et accessoires

Laringoscopi di luce fredda ed accessori



Foregger 09-540-00 - 09-560-04

09-540-00

Set with battery handle 09-600-00- (without batteries) and three laryngoscope blades fig. 2 to 4, complete, in case

Set mit Batteriehandgriff 09-600-00- (ohne Batterien) und drei Laryngoskopspateln Fig. 2 bis 4, komplett, in Etui

Juego con mango de pilas 09-600-00- (sin pilas) y tres hojas de laringoscopia fig. 2 a 4, completo, en estuche

Set avec manche à pile 09-600-00- (sans pile) et trois spatules à laryngoscopie fig. 2 à 4, complet, en trousse

Set con manico a pila 09-600-00- (senza pila) e tre spatole per laringoscopia fig. 2 fino a 4, completo, in scatola

09-550-00

Set with battery handle 09-600-00 (without batteries) and four laryngoscope blades fig. 1 to 4, complete, in case

Set mit Batteriehandgriff 09-600-00 (ohne Batterien) und vier Laryngoskopspateln Fig. 1 bis 4, komplett, in Etui

Juego con mango de pilas 09-600-00 (sin pilas) y cuatro hojas de laringoscopia fig. 1 a 4, completo, en estuche

Set avec manche à pile 09-600-00 (sans pile) et quatre spatules à laryngoscopie fig. 1 à 4, complet, en trousse

Set con manico a pila 09-600-00 (senza pila) e quattro spatole per laringoscopia fig. 1 fino a 4, completo, in scatola

09-545-00

Set with inductive accumulator handle 09-606-00- and three laryngoscope blades fig. 2 to 4, complete, in case

Set mit Induktiv-Akku-Handgriff 09-606-00- und drei Laryngoskopspateln Fig. 2 bis 4, komplett, in Etui

Juego con mango acumulador por inducción 09-606-00- y tres hojas de laringoscopia fig. 2 a 4, completo, en estuche

Set avec manche à accumulateur à induction 09-606-00- et trois spatules à laryngoscopie fig. 2 à 4, complet, en trousse

Set con manico a accumulatore induttivo 09-606-00- e tre spatole per laringoscopia fig. 2 fino a 4, completo, in scatola

09-555-00


Set with inductive accumulator handle 09-606-00 and four laryngoscope blades fig. 1 to 4, complete, in case

Set mit Induktiv-Akku-Handgriff 09-606-00 und vier Laryngoskopspateln Fig. 1 bis 4, komplett, in Etui

Juego con mango acumulador por inducción 09-606-00 y cuatro hojas de laringoscopia fig. 1 a 4, completo, en estuche

Set avec manche à accumulateur à induction 09-606-00 et quatre spatules à laryngoscopie fig. 1 à 4, complet, en trousse

Set con manico a accumulatore induttivo 09-606-00 e quattro spatole per laringoscopia fig. 1 fino a 4, completo, in scatola



09-560-00

Fig. 0
for babies
für Säuglinge
para neonatales
pour nourissons
per neonati

working length
Nutzlänge
largo útil
longueur utile
lunghezza operante
55 mm



09-560-01

Fig. 1
for children
für Kinder
para niños
pour enfants
per bambini

working length
Nutzlänge
largo útil
longueur utile
lunghezza operante
70 mm



09-560-02

Fig. 2
for adolescents
für Jugendliche
para adolescentes
pour adolescents
per adolescenti

working length
Nutzlänge
largo útil
longueur utile
lunghezza operante
90 mm



09-560-03

Fig. 3
for women
für Frauen
para mujeres
pour femmes
per donne

working length
Nutzlänge
largo útil
longueur utile
lunghezza operante
110 mm



09-560-04

Fig. 4
for men
für Männer
para hombres
pour hommes
per uomini

working length
Nutzlänge
largo útil
longueur utile
lunghezza operante
135 mm

1/2

09

Fiber Optic Laryngoscopes and Accessories

Kaltlicht-Laryngoskope und Zubehör

Laringoscopios de luz fría y accesorios

Laryngoscopes de lumière froide et accessoires

Laringoscopi di luce fredda ed accessori



Miller

09-565-00 -

09-585-04

09-565-00

Set with battery handle 09-600-00 (without batteries) and three laryngoscope blades fig. 1 to 3, complete, in case

Set mit Batteriehandgriff 09-600-00 (ohne Batterien) und drei Laryngoskopspatel Fig. 1 bis 3, komplett, in Etui

Juego con mango de pilas 09-600-00 (sin pilas) y tres hojas de laringoscopia fig. 1 a 3, completo, en estuche

Set avec manche à pile 09-600-00 (sans pile) et trois spatules à laryngoscopie fig. 1 à 3, complet, en trousse

Set con manico a pila 09-600-00 (senza pila) e tre spatole per laringoscopia fig. 1 fino a 3, completo, in scatola

09-570-00

Set with inductive accumulator handle 09-606-00 and three laryngoscope blades fig. 1 to 3, complete, in case

Set mit Induktiv-Akku-Handgriff 09-606-00 und drei Laryngoskopspatel Fig. 1 bis 3, komplett, in Etui

Juego con mango acumulador por inducción 09-606-00 y tres hojas de laringoscopia fig. 1 a 3, completo, en estuche

Set avec manche à accumulateur à induction 09-606-00 et trois spatules à laryngoscopie fig. 1 à 3, complet, en trousse

Set con manico a accumulatore induttivo 09-606-00 e tre spatole per laringoscopia fig. 1 fino a 3, completo, in scatola

09-575-00

Set with battery handle 09-600-00 (without batteries) and four laryngoscope blades fig. 1 to 4, complete, in case

Set mit Batteriehandgriff 09-600-00 (ohne Batterien) und vier Laryngoskopspatel Fig. 1 bis 4, komplett, in Etui

Juego con mango de pilas 09-600-00 (sin pilas) y cuatro hojas de laringoscopia fig. 1 a 4, completo, en estuche

Set avec manche à pile 09-600-00 (sans pile) et quatre spatules à laryngoscopie fig. 1 à 4, complet, en trousse

Set con manico a pila 09-600-00 (senza pila) e quattro spatole per laringoscopia fig. 1 fino a 4, completo, in scatola

09-580-00


Set with inductive accumulator handle 09-606-00 and four laryngoscope blades fig. 1 to 4, complete, in case

Set mit Induktiv-Akku-Handgriff 09-606-00 und vier Laryngoskopspatel Fig. 1 bis 4, komplett, in Etui

Juego con mango acumulador por inducción 09-606-00 y cuatro hojas de laringoscopia fig. 1 a 4, completo, en estuche

Set avec manche à accumulateur à induction 09-606-00 et quatre spatules à laryngoscopie fig. 1 à 4, complet, en trousse

Set con manico a accumulatore induttivo 09-606-00 e quattro spatole per laringoscopia fig. 1 fino a 4, completo, in scatola



J



09-585-00

Fig. 0

for babies
 für Säuglinge
 para neonatales
 pour nourrissons
 per neonati

working length
 Nutzlänge
 largo útil
 longueur utile
 lunghezza operante
55 mm



09-585-01

Fig. 1

for children
 für Kinder
 para niños
 pour enfants
 per bambini

working length
 Nutzlänge
 largo útil
 longueur utile
 lunghezza operante
80 mm



09-585-02

Fig. 2

for adolescents
 für Jugendliche
 para adolescentes
 pour adolescents
 per adolescenti

working length
 Nutzlänge
 largo útil
 longueur utile
 lunghezza operante
130 mm



09-585-03

Fig. 3

for women
 für Frauen
 para mujeres
 pour femmes
 per donne

working length
 Nutzlänge
 largo útil
 longueur utile
 lunghezza operante
170 mm



09-585-04

Fig. 4

for men
 für Männer
 para hombres
 pour hommes
 per uomini

working length
 Nutzlänge
 largo útil
 longueur utile
 lunghezza operante
189 mm

1/2

09

Fiber Optic Laryngoscopes and Accessories

Kaltlicht-Laryngoskope und Zubehör

Laringoscopios de luz fría y accesorios

Laryngoscopes de lumière froide et accessoires

Laringoscopi di luce fredda ed accessori



1/4

09-640-00

Spare Bulb
Ersatzlampe
Bombilla de recambio
Ampoule de rechange
Lampadina di ricambio
Krypton, 2.5 V



09-600-00,
09-604-00,
09-607-00,
09-611-00,
09-615-00,
09-625-00



09-645-00

Spare Bulb
Ersatzlampe
Bombilla de recambio
Ampoule de rechange
Lampadina di ricambio
Xenon, 2.5 V



09-600-00,
09-604-00,
09-607-00,
09-611-00,
09-615-00,
09-625-00



1/2

09-600-00

Handle with battery container 09-604-00 for two type C batteries (batteries not included) for cold light blade, with xenon lamp, 2.5 V

Handgriff mit Batteriecontainer 09-604-00 für zwei Batterien Typ C (ohne Batterien) für Kaltlichtspatel, mit Xenonlampe, 2.5 V

Mango con contenedor de pilas 09-604-00 para dos pilas tipo C (sin pilas) para espátula de luz fría, con lámpara de xenón, 2.5 V

Manche avec compartiment à piles 09-604-00 pour deux piles de type C (sans piles) pour spatule à lumière froide, avec lampe xénon, 2.5 V

Manico con contenitore batteria 09-604-00 per due batterie tipo C (senza batterie) per spatola a luce fredda, con lampadina allo xeno, 2.5 V



1/2

09-604-00

Battery container for two type C batteries (batteries not included)

Batteriecontainer für zwei Batterien Typ C (ohne Batterien)

Contenedor de pilas para dos pilas tipo C (sin pilas)

Compartiment à piles pour deux piles de type C (sans piles)

Manico con contenitore batteria per due batterie tipo C (senza batterie)

(without bulb)
(ohne Lampe)
(sin bombilla)
(sans ampoule)
(senza lampadina)



09-600-00



1/2

09-615-00

Handle with battery container 09-625-00 for two type AA batteries (batteries not included) for cold light blade, with xenon lamp, 2.5 V

Handgriff mit Batteriecontainer 09-625-00 für zwei Batterien Typ AA (ohne Batterien) für Kaltlichtspatel, mit Xenonlampe, 2.5 V

Mango con contenedor de pilas 09-625-00 para dos pilas tipo AA (sin pilas) para espátula de luz fría, con lámpara de xenón, 2.5 V

Manche avec compartiment à piles 09-625-00 pour deux piles de type AA (sans piles) pour spatule à lumière froide, avec lampe xénon, 2.5 V

Manico con contenitore batteria 09-625-00 per due batterie tipo AA (senza batterie) per spatola a luce fredda, con lampadina allo xeno, 2.5 V



1/2

09-625-00

Battery container for two type AA batteries (batteries not included)

Batteriecontainer für zwei Batterien Typ AA (ohne Batterien)

Contenedor de pilas para dos pilas tipo AA (sin pilas)


Compartiment à piles pour deux piles de type AA (sans piles)

Manico con contenitore batteria per due batterie tipo AA (senza batterie)

(without bulb)
(ohne Lampe)
(sin bombilla)
(sans ampoule)
(senza lampadina)



09-615-00



1/2

09-606-00

Handle with inductive accumulator insert 09-610-00 and high power LED (> 50,000 lux)

Handgriff mit Induktiv-Akkueinsatz 09-610-00 und High Power LED (> 50.000 Lux)

Mango con inserto de acumuladores recargables por inducción 09-610-00 y LED de alta potencia (> 50.000 Lux)

Manche avec insert d'accumulateur à induction 09-610-00 et High Power LED (> 50.000 lux)

Manico con inserto accumulatore induttivo 09-610-00 e LED High Power (> 50.000 Lux)



1/2

09-610-00

Inductive accumulator insert with lithium-ion accumulator and high power LED (> 50,000 lux)

Induktiv-Akkueinsatz mit Lithium-Ionen-Akku und High Power LED (> 50.000 Lux)

Inserto de acumuladores de iones de litio recargables por inducción y LED de alta potencia (> 50.000 Lux)

Insert d'accumulateur à induction avec batterie lithium-ion et High Power LED (> 50.000 lux)

Manico con inserto accumulatore induttivo agli ioni di litio e LED High Power (> 50.000 Lux)



09-606-00



1/2

09-607-00

Handle with inductive accumulator insert 09-611-00 and xenon lamp, 2.5 V

Handgriff mit Induktiv-Akkueinsatz 09-611-00 und Xenonlampe, 2.5 V

Mango con inserto de acumuladores recargables por inducción 09-611-00 y lámpara de xenón, 2.5 V

Manche avec insert d'accumulateur à induction 09-611-00 et lampe xénon, 2.5 V

Manico con inserto accumulatore induttivo 09-611-00 e lampadina allo xeno, 2.5 V



1/2

09-611-00

Inductive accumulator insert
Induktiv-Akkueinsatz
Inserto de acumuladores recargables por inducción
Insert d'accumulateur à induction
Inserto accumulatore induttivo

(without bulb)
(ohne Lampe)
(sin bombilla)
(sans ampoule)
(senza lampadina)



09-607-00

09

Fiber Optic Laryngoscopes and Accessories

Kaltlicht-Laryngoskope und Zubehör

Laringoscopios de luz fría y accesorios

Laryngoscopes de lumière froide et accessoires

Laringoscopi di luce fredda ed accessori



1/2

09-620-00

Inductive charger with integrated power supply unit and adapter for EU, UK, USA, and Australia, 110-240 V, 50-60 Hz
Inductive batteries 09-610-00 and 09-611-00 can be charged with or without the handle

Induktiv-Ladegerät mit integriertem Netzteil und Adapter für EU, UK, USA und Australien, 110-240 V, 50-60 Hz
Die Induktivakkus 09-610-00 und 09-611-00 können mit und ohne Handgriff geladen werden

Cargador por inducción con fuente de alimentación integrada y adaptador para UE, GB, EE.UU. y Australia, 110-240 V, 50-60 H
Los acumuladores recargables por inducción 09-610-00 y 09-611-00 se pueden cargar con y sin mango

Chargeur à induction avec bloc d'alimentation intégré et adaptateur pour EU, UK, USA et Australie, 110-240 V, 50-60 H
Les accumulateurs à induction 09-610-00 et 09-611-00 peuvent être chargés avec et sans le manche

Caricatore induttivo con alimentatore integrato e adattatore per EU, UK, USA e Australia, 110-240 V, 50-60 H
Gli accumulatori induttivi 09-610-00 e 09-611-00 possono essere caricati con o senza manico